



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,C69](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,C69)

## Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 mg - 2 kg), estojo plástico

OK-102-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	E2
Construção	
Material	aço inoxidável
Peso	6 111,11 g
Valor nominal	1 mg – 2 kg
Quantidade	27 pçs

### Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis