



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,C69](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,C69)

## Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 mg - 2 kg), opakowanie plastikowe

OK-102-0044



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	6 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 2 kg
Ilość	27 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle