



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,C7Q](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,C7Q)

# Wzorzec masy klasy E1 - drut stalowy 500 mg

OP-503-0036



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	500 mg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle