



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,C7Q](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,C7Q)

# Wzorzec masy klasy E1 - drut stalowy 500 mg

OP-503-0036



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | E1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna       | 500 mg          |

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle