



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,C80

Automatische Pipette 10 µl ÷ 100 µl - RW8-104-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Volumen	10 – 100 µl
Genauigkeitsfehler	3,0% / 0,8%
Wiederholbarkeitsfehler	1,5% / 0,15%
Spitzen	300 µl



Kompatibel mit

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
 Pipettenspitzen