

## 10 μl÷ 100 μl - RW8-104-20-9 自動ピペット





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

計測パラメータ	
ボリューム	10 – 100 µl
系統誤差	3,0% / 0,8%
ランダムエラー	1,5% / 0,15%
RS 232 ケーブル (ターミナル - ターミナル)	300 µl



## 互換性あり (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P ピペット校正用ミクロ天秤 MYA 5Y.P ピペット校正用ミクロ天秤 ピペット校正用自動天秤 ピペットチップ