



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,C80

Pipeta automatyczna 10 μ l ÷ 100 μ l - RW8-104-20-9



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	10 – 100 μ l
Błąd dokładności	3,0% / 0,8%
Błąd powtarzalności	1,5% / 0,15%
Końcówki	300 μ l



Pasuje do

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet
 Końcówki do pipet