



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,C88](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,C88)

# Wzorzec masy klasy E1 - drut stalowy 10 mg

OP-503-0031



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 10 mg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle