



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,CAI

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 mg - 100 g), opakowanie drewniane

OK-201-0072



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 211,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg – 100 g |
| Ilość | 21 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle