



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,CAI

F1 Kütle standardı- ayar deliksiz silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 100 g), tahta kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	211,11 g
Nominal değer	1 mg - 100 g
Quantity	21 adet

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar