

Arbeitsplatz für Pipettenkalibrierung SDKP WL-101-0181





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter	
Lieferumfang	Kalibrierungstabelle, Antivibrationstisch, Sensor zur Messung der Temperatur, Feuchtigkeit und des Luftdrucks, Sensor zur Messung der Wassertemperatur, Abfluss für verbrauchte Flüssigkeiten, Behälter für verbrauchte Flüssigkeiten, LCD Monitor, PC Computer, Pumpe zum Absaugen der Flüssigkeit, Programm PIPETTEN von Radwag, Tastatur und Maus, Armlehnen
Verpackungsgröße B x T x H	820×1160×890 mm
Länge	1100 mm
Breite	750 mm
Höhe	1100 mm
Anzahl der Arbeitsplätze	1

Kompatibel mit (Additional Fee)

Abmessungen des Geräts B x T x H

