



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,CBG

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 100 g), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	211,11 g
Valeur nominale	1 mg – 100 g
Nombre	21 pièces

Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux