



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,CBK](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,CBK)

## Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z 4 uchwytyami 1000 kg - opakowanie serwisowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	1000 kg

### Pasuje do

Pędzle