



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,CBK](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,CBK)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z 4 uchwytemi 1000 kg - opakowanie serwisowe

OP-304-0005



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	1000 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle