



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,CBP

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 2 kg), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML F1

Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 6 110 g

Valeur nominale 1 g – 2 kg

Nombre 15 pièces

Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux