



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,CDS

Pesos padrão F1, botão com câmara de ajuste, conjunto (1 mg - 500 g), caixa de madeira

OK-201-0056



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	F1
Construção	
Material	aço inoxidável
Peso	1 111,11 g
Valor nominal	1 mg - 500 g
Quantidade	24 pçs

Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis