



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,CDS](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,CDS)

## Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 500 g), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

#### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML F1

#### Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 1 111,11 g

Valeur nominale 1 mg - 500 g

Nombre 24 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux