



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,CDS](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,CDS)

# Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 mg - 500 g), cassa di legno

OK-201-0056



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	1 111,11 g
Valore nominale	1 mg - 500 g
Numero	24 pcs

## Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli