



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,CDS](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,CDS)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 500 g), opakowanie drewniane

OK-201-0056



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	1 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 500 g
Ilość	24 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle