



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,CJQ

Wzorzec masy klasy F2 - drut stalowy 10 mg

OP-303-0031



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	10 mg

2

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle