



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,CS7](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,CS7)

# Wzorzec masy klasy E2 - cylindryczny 2 kg

OP-103-0049



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E2

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 2 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle