

Maleta para 5Y.PM





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

La maleta está diseñada para el transporte seguro del 5Y.PM. Tiene dos asas para un cómodo transporte, gracias a las cuales el dispositivo puede ser transportado por dos personas al mismo tiempo (recomendado). El interior de la maleta se ha adaptado a todos los elementos para permitir su transporte sin riesgo de daños.

La maleta está fabricada en madera contrachapada con un grosor de 6 mm. Tiene esquinas reforzadas, acabado de aluminio y relleno de espuma dura oscura.

La maleta es un elemento de equipamiento adicional.

Trabaja con (Additional Fee)

Balanza de precisión 5Y.PM

Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB