

Valise pour le 5Y.PM





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

La valise est conçue pour le transport en toute sécurité du 5Y.PM. Il dispose de deux poignées pour un transport pratique, grâce auxquelles le dispositif peut être transporté par deux personnes en même temps (recommandé). L'intérieur de la valise a été adapté à tous les éléments pour permettre son transport sans risque de détérioration.

La valise est en contreplaqué de 6 millimètres d'épaisseur. Il a des coins renforcés, une finition en aluminium et un rembourrage en mousse dure et foncée.

La valise est un élément d'équipement supplémentaire.

Compatible avec (Additional Fee)

Balance de précision 5Y.PM

Comparateur manuel de masse 5Y.PM.KB