



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,CXS

Antivibrationstisch SA/APP/C für APP-Waagen und -Komparatoren

WX-002-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Wägebereich	150 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße B x T x H	710×470×225 mm
Nettogewicht	128 kg
Bruttogewicht	142 kg
Länge	710 mm
Breite	470 mm
Höhe	225 mm



Kompatibel mit (Additional Fee)

Abmessungen des Geräts B x T x H

