



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,CXS

Antivibrationstisch SA/APP/C für APP-Waagen und -Komparatoren

WX-002-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Wägebereich	150 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße B x T x H	710×470×225 mm
Nettogewicht	128 kg
Bruttogewicht	142 kg
Länge	710 mm
Breite	470 mm
Höhe	225 mm

Kompatibel mit (Additional Fee)

Manueller Massekomparator APP 5Y.KO

Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB

Abmessungen des Geräts B x T x H

