



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,CXS](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,CXS)

# SA/APP/C – tavolo antivibrante per bilance e comparatori serie APP

WX-002-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Costruzione	
Costruzione	mild steel St3S
Load-bearing capacity	150 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	710×470×225 mm
Peso net	128 kg
Peso lordo	142 kg
Lunghezza	710 mm
Larghezza	470 mm
Altezza	225 mm

## Compatibile con (Additional Fee)

APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale

5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale

## Device dimensions

