



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,CXS

Stół antywibracyjny SA/APP/C do komparatorów masy

WX-002-0039



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Konstrukcja	
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo St3S
Nośność	150 kg
Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania S x G x W	710×470×225 mm
Masa netto	128 kg
Masa brutto	142 kg
Długość	710 mm
Szerokość	470 mm
Wysokość	225 mm



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wymiary urządzenia S x G x W

