



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,CXS

Stół antywibracyjny SA/APP/C do komparatorów masy

WX-002-0039



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Konstrukcja | |
|------------------------------|------------------------------|
| Konstrukcja | Stal malowana proszkowo St3S |
| Nośność | 150 kg |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary opakowania S x G x W | 710×470×225 mm |
| Masa netto | 128 kg |
| Masa brutto | 142 kg |
| Długość | 710 mm |
| Szerokość | 470 mm |
| Wysokość | 225 mm |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Manualny komparator masy APP 5Y.KO

Manualny komparator masy 5Y.PM.KB

Wymiary urządzenia S x G x W

