



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,D5Z

Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 200 g), Holz- Etui

OK-501-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|--------------|
| OIML-Klasse | E1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 611,11 g |
| Nominalwert | 1 mg – 200 g |
| Anzahl | 23 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel