



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,D5Z

Cylindrique, ensemble (1 mg - 200 g), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | E1 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 611,11 g |
| Valeur nominale | 1 mg – 200 g |
| Nombre | 23 pièces |

Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux