



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,D5Z](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,D5Z)

# Cylindrique, ensemble (1 mg - 200 g), boîte en bois

OK-501-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML E1

### Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 611,11 g

Valeur nominale 1 mg – 200 g

Nombre 23 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux