



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,D64](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,D64)

# Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 mg - 200 g), boîte plastique

OK-402-0073



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML	M1
Masse	611,11 g
Valeur nominale	1 mg – 200 g
Nombre	23 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux