



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,D64](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,D64)

## Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 200 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Masa	611,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 200 g
Ilość	23 szt

### Pasuje do

Pędzle