



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,D64](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,D64)

# Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 200 g), opakowanie plastikowe

OK-402-0073



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Masa	611,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 200 g
Ilość	23 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle