



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,D64](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,D64)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 200 g), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	611,11 g
Nominal değer	1 mg - 200 g
Quantity	23 pcs

### İle uyumlu

Fırçalar