



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,D8S

Walizka do wag MYA.5Y, UYA.5Y

WX-001-0159



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiary opakowania S x G x W

760x510x355 mm

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Ultra-mikrowaga UYA 5Y

Mikrowaga MYA 5Y

Wymiary urządzenia S x G x W

