



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,D8S

Teraziler için Çanta MYA.5Y, UYA.5Y

WX-001-0159



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları G x D x Y

760x510x355 mm

İle uyumlu (Additional Fee)

MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
UYA 5Y Ultra mikro teraziler

MYA 5Y Mikro Terazi

Cihaz boyutları G x D x Y

