



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,DAQ](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,DAQ)

# Poids de la classe M1 - cylindrique - 100 kg

OP-403-0114



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Classe de précision OIML | M1     |
| Valeur nominale          | 100 kg |

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux