



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,DAQ](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,DAQ)

# Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 100 kg

OP-403-0114



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Wartość nominalna	100 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle