



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,DAT](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,DAT)

# Pesas de clase F1 - cilíndrico con 4 tornillos - 250 kg - caja de servicio

OP-204-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML	F1
------------	----

### Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Valor nominal	250 kg
---------------	--------

## Trabaja con (Additional Fee)

Cepillos