



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,DAT](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,DAT)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytemi 250 kg - opakowanie serwisowe

OP-204-0003



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	250 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle