



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,DAT](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,DAT)

# F1 Kütle Standartı - silindirik ağırlıklar - 250 kg - servis kutusu

OP-204-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Nominal değer 250 kg

## İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar