



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,DBC](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,DBC)

# Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 10 kg), Kunststoff-Etui

OK-102-0046



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	21 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 10 kg
Anzahl	29 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel