



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,DBV](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,DBV)

# Peso padrão M1 - cilíndrico com olhal - 200 kg

OP-403-0109



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

|             |    |
|-------------|----|
| Classe OIML | M1 |
|-------------|----|

### Construção

|          |                |
|----------|----------------|
| Material | aço inoxidável |
|----------|----------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Valor nominal | 200 kg |
|---------------|--------|

## Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis