



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,DK1](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,DK1)

# Silindirik ağırlık seti (1 g - 2 kg), tahta kutuda

OK-101-0052



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E2

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 6 110 g

Nominal değer 1 g – 2 kg

Quantity 15 adet