



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,DQ9](https://mirror.radwag.com/br/info,w1,DQ9)

## BT 300 µl Ponteiras - 1000 pcs

PT-111-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Visão geral

As ponteiras para pipetas OMNITIP™ BT de 300 µl são acessórios de laboratório de alta qualidade, projetados para pipetagem de precisão. Projetadas com eficiência e praticidade em mente, são uma ferramenta indispensável para o trabalho diário em laboratório.

Capacidade: 300 µl Cor: transparente O conjunto contém 1000 ponteiras em saco com fechamento

Aplicação: - dispensação precisa de amostras biológicas, - pipetagem precisa de medicamentos e soluções médicas, - preparação e transferência de soluções químicas, - uma ferramenta indispensável em experimentos que exigem dosagem precisa.

## Compatível com (Additional Fee)

Pipetas automáticas de volume variável

Estação de trabalho para calibração de micropipetas