



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,DQ9](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,DQ9)

## BT 300 µl Spitzen - 1000 Stück

PT-111-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

OMNITIP™ BT 300 µl Pipettenspitzen sind hochwertiges Laborzubehör, das für präzises Pipettieren entwickelt wurde. Sie wurden mit Blick auf Effizienz und Komfort entwickelt und sind ein unverzichtbares Werkzeug für die tägliche Laborarbeit.

**Fassungsvermögen: 300 µl Farbe: farblos Das Set enthält 1000 Tipps in einem Plastikbeutel mit Kordelzugverschluss**

**Anwendung:** - Präzises Dispensieren von biologischen Proben, - Genaues Pipettieren von Medikamenten und medizinischen Lösungen, - Vorbereitung und Umfüllen von chemischen Lösungen, - ein unentbehrliches Hilfsmittel bei Experimenten, die eine genaue Dosierung erfordern.

# Kompatibel mit (Additional Fee)

Automatische Pipetten mit variable Volumen

Arbeitsplatz für Pipettenkalibrierung