



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,DQ9](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,DQ9)

## BT 300 µl Spitzen - 1000 Stück

PT-111-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

OMNITIP™ BT 300 µl Pipettenspitzen sind hochwertiges Laborzubehör, das für präzises Pipettieren entwickelt wurde. Sie wurden mit Blick auf Effizienz und Komfort entwickelt und sind ein unverzichtbares Werkzeug für die tägliche Laborarbeit.

Fassungsvermögen: 300 µl Farbe: farblos Das Set enthält 1000 Tipps in einem Plastikbeutel mit Kordelzugverschluss

Anwendung: - Präzises Dispensieren von biologischen Proben, - Genaues Pipettieren von Medikamenten und medizinischen Lösungen, - Vorbereitung und Umfüllen von chemischen Lösungen, - ein unentbehrliches Hilfsmittel bei Experimenten, die eine genaue Dosierung erfordern.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Automatische Pipetten mit variable Volumen

Arbeitsplatz für Pipettenkalibrierung