



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,DQ9](https://mirror.radwag.com/es/info,w1,DQ9)

## Puntas BT 300 µl - 1000 piezas

PT-111-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Descripción

Las puntas para pipetas OMNITIP™ BT de 300 µl son accesorios de laboratorio de alta calidad diseñados para un pipeteado de precisión. Diseñadas pensando en la eficiencia y la comodidad, son una herramienta indispensable para el trabajo diario en el laboratorio.

Capacidad: 300 µl Color: incoloro El set incluye 1000 puntas en una bolsa de plástico con cierre de cremallera

Aplicación: - dispensación precisa de muestras biológicas, - pipeteo preciso de medicamentos y soluciones médicas, - preparación y transferencia de soluciones químicas, - una herramienta indispensable en experimentos que requieren una dosificación precisa.

## Trabaja con (Additional Fee)

Pipetas de volumen variable automáticas

Puesto de calibración de pipetas