



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,DQ9](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,DQ9)

## Bouts BT 300 µl - 1000 pièces

PT-111-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Les bouts pour pipettes OMNITIP™ BT 300 µl sont des accessoires de laboratoire de haute qualité conçus pour un pipetage de précision. Conçues dans un souci d'efficacité et de commodité, elles constituent un outil indispensable pour le travail quotidien en laboratoire.

Capacité : 300 µl Couleur : incolore Le set contient 1000 pointes dans un sachet en plastique avec une fermeture à glissière

Application : - distribution précise d'échantillons biologiques, - pipetage précis de médicaments et de solutions médicales, - préparation et transfert de solutions chimiques, - outil indispensable pour les expériences nécessitant un dosage précis.

## Compatible avec (Additional Fee)

Pipettes volumétriques automatiques

Poste pour calibrage de pipettes